



DIA-MED

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740
www.dia-med.hu
E-mail: dia-med@t-online.hu

Rombusz kezelőágy, osztott fejtámlával (masszörágy)



Jellemzői:

- Beégetett festéssel védett masszív hegesztett acélszerkezet
- Fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel bevont igényesen kárpitozott fekvőfelületek
- Kerekei duplasoros fékezhető kivitelűek, melyek nagy stabilitást biztosítanak
- Terhelhetőség: 200 kg

Részei:

- Fejtámlája osztott kivitelű, középen arc kivágással ellátott. Állítása lefelé 80°, felfelé 40° között, állítható gázdugattyú segítségével
- Kartámasza arretáló karok oldásával magasságban állíthatók
- Fekvőfelülete a vázszerkezethez csavarkötésekkel rögzül
- A pedálos magasságállító külön kiegészítő!

Méretek:

Teljes hossz: 2000mm
Szélesség: 650 – 750mm, igény szerint

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: RO12