

seca 376

digitális csecsemőmérleg különösen nagyméretű kijelzővel, „bölcsővel”

- Méréshatár: 15 kg
- Osztás: 5 g < 7,5 kg > 10 g
- Mérete: 620 x 190 x 358 mm
- Funkciók: TARA, HOLD
- Tömege: 3,5 kg
- Áramellátás: elemmel, hálózati adapter opció



seca 745

mechanikus hitelesített csecsemőmérleg



Ez a készülék a hagyományos kialakítást ötvözi a rendkívül precíz mechanikával. A precíz, könnyen kezelhető tolósúlyokkal gyerekjáték a csecsemő pontos súlyának megmérése. A csecsemő a lágyan ívelt kosárban biztonságban fekszik a mérés során. A nullpont-beállítással megbízhatóan megállapítható a nettó súly – így, például, a puha takaró vagy pelenka súlyát a mérés előtti nullpont-beállítással egyszerűen ki lehet tárazni. Útés- és karcálló felületkezelése következtében a seca 745 tartós és könnyen tisztítható készülék.

Jellemzők:

- Méréshatár: 16 kg
- Osztás: 10 g
- Mérete: 550 x 190 x 305 mm
- Tömege: 6 kg

