

# seca 704

## Digitális, állványos személymérleg



### Jellemzők:

- Hitelesített és újrHITELESÍTHETŐ digitális, állványos személymérleg
- Beépített akkumulátorról működik
- Alacsony fogyasztás
- Intelligens funkciók
- Gumiborítású taposólap
- Könnyen szállítható
- Mérlegre szerelhető magasságmérő

### Műszaki adatok:

- Méréshatár: 300 kg
- Pontosság: 50 g < 150 kg >100 g
- Tápellátás: elemről vagy hálózati adatterről
- Méretek: 360 x 930 x 520 mm
- Súly: 14,9 kg
- Funkciók: TARA, HOLD, SEND/PRINT, BMI, anya/gyerek funkció, automatikus kikapcsolás
- Kommunikáció: seca 360° wireless vagy RS232
- Opció: seca 220 mérlegre szerelhető magasságmérő
- CE: 0109, 0123