

## Medikai kocsi

**5 fiókkal, 1 polccal, kivehető ledobó tállal**  
*(rozsdamentes kivitel)*



### Műszaki jellemzői:

- 4 db Ø100 mm átmérőjű, 360°-ban forgó fékezhető kerék, melyek közül 2 db fékezhető
- rozsdamentes acél hegesztett vázszerkezet
- 3 oldalon peremezett rozsdamentes munkapult
- rozsdamentes fiók előlapok
- 5 db teljesen kihúzható fiók
- 3 oldalon peremezett rozsdamentes alsó polc
- kivehető ledobó tállal felszerelt
- könnyen tisztítható, fertőtleníthető kivitel
- mérete: 1200x600x1000 mm

**Forgalomba hozatal:** Gyártói nyilatkozattal

**Rendelési szám:** MK28