

Gipszelő kocsi lehajtható asztaltoldattal, fiókokkal, rozsdamentes kivitel



Műszaki jellemzői:

- 4 db ütközésgátlóval szerelt, Ø75 mm átmérőjű kerék, melyek közül 2 db fékezhető kivitelű
- rozsdamentes acél hegesztett vázszerkezet
- 4 db teljesen kihúzható fiók, szálcsiszolt rozsdamentes acél előlappal
- 2 oldalon peremezett, szálcsiszolt rozsdamentes acél munkalap
- lehajtható, rögzíthető rozsdamentes acél munkalaptoldal
- oldalai, hátfala ütésálló, fertőtleníthető műanyag
- alsó polc 2 x 20 kg-os teherbírással
- kivehető műanyag áztató edény
- billenő fedeles 25 literes műanyag hulladékátroló
- könnyen tisztítható, fertőtleníthető
- mérete: 900x600x850 mm
(felhajtott munkalap esetén 1500x600x850 mm)

Forgalomba hozatal: Gyártói nyilatkozattal

Rendelési szám: MK27