



DIA-MED

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740
www.dia-med.hu
E-mail: dia-med@t-online.hu

seca 657 – Elektronikus hitelesített (III) lapmérleg

A seca cég több mint 150 éves tapasztalattal áll az egészség szolgálatában és piacvezetőként a mérlegelés és mérés fejlesztésével a világ számos országában állít mindig újabb mércét.

A **seca657** elektronikus lapmérleg az előírásoknak megfelelően elsősorban kórházakban, orvosi rendelőkben és betegellátó helyeken használható. A mérleg hitelesítése a III. pontossági osztálynak felel meg.

A **seca657** az értéket két választható méréstartományban jelzi ki. Az 1. tartományban csökkentett maximális mérhető tömeg mellett nagyobb kijelzési felbontással lehet mérni, a 2. tartományban pedig ki lehet használni a teljes mérési kapacitást. A mért érték néhány másodperc alatt megjelenik.

Az előtárzás (Pre-Tara) funkcióval tárolni lehet a kerekesszék tömegének értékét. A mérés során ez az érték automatikusan levonódik a mért értékből.

A kényelmes fel- és lehajtást a két kihajtható rámpa segíti.

A behajtható oszlopoknak köszönhetően a készülék függőlegesen, helytakarékosan tárolható.

A mérleg nagyon stabil felépítésű, így hosszú ideig jó szolgálatot tehet Önnek. Kezelése egyszerű, és a nagyméretű kijelző jól olvasható.

A **seca657** kerekeken mozgatható és kis áramfelvétele miatt a tölthető akkumulátorokkal hosszú ideig üzemképes marad.



Technikai adatok:

- Terhelhetőség: 300kg
- Beosztás: 100g < 200kg > 200g
- Méretek: 893 x 87 x 1655mm
- Önsúly: 46,2kg
- Funkciók: PRINT, túlterhelés-védelem, TARE, auto-clear, auto méréshatár kezelés, pre-TARE, BMI, vezeték nélküli interfész RESET, SEND