

seca 354 / seca 834 – Digitális kijelzésű multifunkcionális csecsemőmérleg



seca 834



seca 354

A mérlegek egy jól átgondolt, gondosan formatervezett fejlesztések eredményei. Szenzációt a kettős mérési lehetőség jelenti:

Csecsemőt bölcsőben, kisgyermeket a bölcső eltávolítása után a lapmérlegen mérünk. A bölcső rögzítését egy retesz végzi, melynek oldása után (nyomógomb megnyomása) a bölcső könnyen levehető. A BMIF funkció segítségével leolvasható a csecsemő által fogyasztott táplálék (anyatej) mennyisége egy gomb megnyomása után.

Műszaki jellemzők:

seca 834:

- **Hitelesített (III) precíziós mérleg**
- Terhelhetőség: 50kg
- Beosztás: 10g < 10kg > 20g
- Funkciók: TARA, MBIF
- Méret: 552 x 156 x 341 mm
- Önsúly: 2.5kg

seca 354:

- Nem hitelesített
- Terhelhetőség: 20kg
- Beosztás: 10g < 10kg > 20g
- Funkciók: TARA, Auto-Hold, BMIF, Auto kikapcs.
- Méret: 552 x 156 x 332 mm
- Önsúly: 2,3kg.