

NŐGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLÓ



- Vázszerkezete rozsdamentes vagy fehér beégetett festésű acélcső
- Ülőfelülete és háttámlája 30 mm-es habszivacs alapon fertőtlenítőszer-tűrő műbőr bevonattal készül
- Háttámlája 0 - 75° között fokozatmentesen állítható
- Üléslapja leemelhető
- Az üléslap alatt kihajtható tálka található
- A saroktartók függőlegesen és sugárirányban állíthatók

- **Méretetek:**

Üléslap magassága:	750 - 800 mm	(megrendelés szerint)
Háttámlája:	≈700 x 550 mm	
Üléslapja:	≈350 x 550 mm	
Lépcsőmagasság:	2 x 170 mm	

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: NV13