

### seca 220 / seca 222 – Felnőtt magasságmérők



#### seca220

Teleszkópos mérő rúd, mely illeszthető a legtöbb seca álló mérleghez. Kényelmesen leolvasható a mért érték még a magasabb páciensek számára is.

#### Technikai adatok:

- Mérési tartomány: 60 – 200 cm
- Beosztás: 1 mm
- Méret: 55 x 1480 x 286 mm
- Önsúly: 696 g

#### seca222

Teleszkópos magasságmérő rúd nagy mérési tartománnyal, speciálisan falra szerelésre tervezve. Az eredmény egyszerűen és könnyen leolvasható még a magasabb páciensek számára is.

#### Technikai adatok:

- Mérési tartomány: 6 – 230 cm
- Beosztás: 1 mm
- Méretek: 308 x 1320 x 286 mm
- Önsúly: 1.1 kg

