



**DIA-MED**

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket  
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.  
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293  
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740  
[www.dia-med.hu](http://www.dia-med.hu)  
E-mail: [dia-med@t-online.hu](mailto:dia-med@t-online.hu)

## seca 447 – Hálózati adapter személymérleghez



- **Kompatibilitás:** seca376, seca336, seca334, seca634, seca869, seca635, seca862, seca861, seca899, seca374, seca334, seca703, seca769, seca634, seca869
- **Méret:** 50 x 40 x 75mm
- **Tömeg:** 310g