

Aneszteziológiai kocsi



Műszaki jellemzői:

- Hegesztett szálcsiszolt rozsdamentes acél vázszerkezet
- Mosható, fertőtleníthető oldallapok
- Formatervezett galériás tetőlap (3 oldali határoló)
- Tolórúd, fogantyú rozsdamentes acél
- Fiókok különböző méretekben és osztással , rekeszekkel
- Infúziótartó rozsdamentes acélból.
- Rugalmas ütközők a kerékkal integrálva.
- Tű és fecskendő adagoláshoz: 1 x 15 rekesz
1 x 10 rekesz kerül kialakításra
- Opció: Hulladéktároló billenő tetős
vagy
Hulladéktároló pedállal nyitható

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: MK23