

Bobath ágy



Műszaki kivitele

- Hegesztett, beégetett festéssel védett acélszerkezet.
- Karbantartást nem igénylő siklócsapágyak, nagy stabilitás.
- Nagy teherbírású emelőmotor (magasságállításra).
- Dupla gumifelületű fékes kerekek segítik a helyváltoztatást
- Fekvőfelülete: hosszúsága: 1900 mm
szélessége: 1200 mm
(rendelhető eltérő méretben is)
- Kárpitozás: 30 mm habszivacsot fertőtlenítőszer tűrő lélegző műbőrrel igényesen kárpitozunk. (Műbőrszínek: bézs, zöld, fehér)

Terhelhetősége: 120 kg

Magasságállítása: 450 – 850 mm – ig.

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal.

Rendelési szám: FI19