

## Medikai kocsi

**5 fiókkal, 1 polccal, kivehető ledobó tállal**  
*(rozsdamentes kivitel)*



### Műszaki jellemzői:

- Ø100 mm átmérőjű önbeálló kerekek, melyek közül 2 db fékezhető kivitelű
- 20x20x2 mm-es rozsdamentes acélból hegesztett vázszerkezet
- szálcsiszolt rozsdamentes acél munkapult, 3 oldalon peremezett kialakítással
- 3 db teljesen kihúzható fiók, melyek belső magassága: 100 mm
- 2 db teljesen kihúzható fiók, melyek belső magassága: 150 mm
- 1 db alsó rozsdamentes acél polc, 3 oldalon peremezett kialakítással
- alsó polc magassága: 300 mm
- kivehető ledobó tállal felszerelt
- teljes terjedelmében mosható, fertőtleníthető kivitel
- mérete: 1200x600x1000 mm
- opció: *rozsdamentes acélból készült tolórúd*

**Forgalomba hozatal:** Gyártói nyilatkozattal

**Rendelési szám:** MK28