

## Betegtoló kocsi oldalkorlátokkal



### Műszaki jellemzői:

- Hossza: 2000mm
- Szélessége 700mm
- Magassága: 700-800mm
- Oldalkorlátai: kivehetőek ill. lesüllyeszthetőek
- Kerekei: 2 irányfékes, 2 totálfékkal ellátott
- Hegesztett, fehér beégetett festéssel védett vázszerkezet

Fekvőfelülete igényesen kárpitozott, fertőtlenítőszer tűrő műbőr bevonattal készül

Fejtámlája vízszintestől felfele kb. 35°-os szögben arretáló mechanikával állítható

Forgalomba hozatal: **CE Megfelelőségi Nyilatkozattal**

Rendelési szám: **FK10**