

## Medikai kocsi

---

### 1 fiókkal, 1 polccal (rozsdamentes kivitel)



#### Műszaki jellemzői:

- Ø75 mm átmérőjű önbeálló kerekek, melyek közül 2 db fékezhető kivitelű
- 20x20x2 mm-es rozsdamentes acélból hegesztett vázszerkezet
- rozsdamentes acél munkapult, 3 oldalon peremezett kialakítással
- 1 db teljesen kihúzható fiók, melyek belső magassága: 100 mm
- 2 db rozsdamentes acél polc, 3 oldalon peremezett kialakítással
- felső polc magassága: 400 mm
- alsó polc magassága: 80 mm
- teljes terjedelmében mosható, fertőtleníthető kivitel
- mérete: 700x450x900 mm
- opció: *rozsdamentes acélből készült tolórúd*

**Forgalomba hozatal:** Gyártói nyilatkozattal

**Rendelési szám:** MK25

*\*A kép csak illusztráció!*