



**DIA-MED**

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket  
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.  
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293  
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740  
www.dia-med.hu  
E-mail: dia-med@t-online.hu

## Rombusz kezelőágy hidraulikus magasságállítással (univerzális kivitel)



- Rendeltetése:** Masszírozó ágy, vizsgáló és kezelőágy, valamint a gyógytorna kiváló eszköze
- Működtetése:** Hidraulikával, mely pedál lenyomásával emeli, ill. süllyeszti az ágyat (magasságállítás 600 – 900mm között)
- Váza:** Hegesztett, beégetett festéssel védett acélváz
- Kerekei:** Fékes kivitelűek (4db)
- Fekvőfelülete:** Igényesen kárpitozott fertőtlenítőszer-tűrő műbőr
- Részei:** Fejtámla, kartartók, osztott fekvőfelület, mely mechanikusan állítható

**Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

**Rendelési szám:** RO14