


Nőgyógyászati vizsgáló (Szekszárd)



Műszaki jellemzői:

Hegesztett beégetett festéssel védett acélszerkezet

Részei:

- Háttámla, mely gázdugattyúval állítható (0 – 75° között)
- Ülészlap, mely a vízszintes helyzetből dönthető -12°-kal (Trendelenburg) (motoros állítás)
- Lábszártartó gázdugattyúval állítható a vízszintes és -90° között fokozatmentesen
- Magasságállítás 650 - 1000 mm között fokozatmentesen motorral

Egyéb jellemzők:

- Kihúzható rozsdamentes acéltálca
- Állítható rozsdamentes combtartók
- Opció: lábtartóval is rendelhető

Működtetés:

Hálózatról (~ 230) működő = 24V-os un. aktuátorokkal, gombnyomásra

Opció: papírlapedő tartó + papírlapedő

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: NV14