

„Tarzan” mennyezeti csúszólift


Könnyen hordozható emelőmegoldás



- Kicsi és könnyen mozgatható
- Erős: 182 kg terhelhetőség
- 3 hosszabb élettartamú akkumulátor
- A betegemelőre minden típusú Handi-Move emelőtartozék felszerelhető
- Kettős használat: kézzel ill. a készüléken található fel/le gombbal is vezérelhető
- Vészleengedő mechanizmus
- Egyszerű kezelhetőség
- Költségkímélő megoldás



Hordozható motor sínrel



Méreték és adatok

Súlya:.....	7,350 kg
Teherbírási:.....	182 kg
Hossza:.....	500 mm
Szélessége:.....	200 mm
Magassága:.....	200 mm
Motorszíj normál hossza:.....	1700 mm
Motorszíj burkolaton kívüli hossza:.....	1530 mm
Akkumulátor:.....	3 x 8 V
Akkumulátorok kapacitása:.....	3,2 Ah
Emelési ciklusok száma teljesen feltöltött akkumulátorral:.....	65-ször 100 kg-os páciens súly esetén 50 cm-es emelésnél
Motorburkolat anyaga:.....	ABS
Vészleengedés:.....	elektromos
Sínrendszer:.....	fehérre festett alumínium

Emelőhevederrel vagy „Segítő Kezek”-kel

A két oldalt gyárilag felszerelt kampó valamint a mértani középpontjában található gyűrű segítségével az emelő minden Handi-Move emelőhevederrel és „Segítő Kezek”-el kompatibilis