


seca 213 / seca 217 – Magasságmérők

seca213

- Gyors és egyszerű felállítás, nem szükséges fali rögzítés
- Nagyméretű mérőtalp segít a stabilitás megtartásában
- A mért érték könnyű leolvasása
- Egyszerű szállítás

Technikai adatok:

- Méréshatár: 20 – 205cm
- Beosztás: 1 mm
- Méret: 337 x 2130 x 590mm, összecsuva: 337 x 177 x 624 mm
- Önsúly: 2.4kg



seca217

- Jól illeszkedő részegységek a könnyű szállítás érdekében
- Fali távtartó a nagyobb stabilitás érdekében
- Erős és stabil talpazat
- seca 437 adapterrel rendelhető
- Összekapcsolható: seca 899, seca 878, seca 877

Technikai adatok:

- Méréshatár: 20 – 205 cm
- Beosztás: 1mm
- Méret: 328 x 2145 x 574 mm
- Önsúly: 3.6kg