

## Belgyógyászati vizsgálóágy



**Váza:** hegesztett szerkezeti acél váz, beégetett festéssel vagy hegesztett rozsdamentes acél váz, polírozva.

**Fejtámlája:** a vízszintestől felfelé állítható kb. 30°-os szögben ( arretáló mechanikával vagy marokcsavaros rögzítéssel)

**Fekvőfelülete:** 30 mm – es habzivacsot, fertőtlenítőszer tűró műbőrrel igényesen kárpitozunk, ( zöld, bézs)

**Méretek:** Fejtámla mérete: 450 x 650 mm  
Fekvőfelület mérete: 1500 x 650 mm  
Magassága: 600 – 900 mm között ( igény szerint )

**Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: VA14