

seca 799 digitális hitelesített állványos mérleg BMI funkcióval III

Ennek a korszerű, elemmel működő mérlegnek sokféle alkalmazási területe lehet, valamint ideális a mindennapos használatra. A TARA és a HOLD funkción felül BMI számítással is rendelkezik, amellyel meghatározható a beteg testsúly/magasság hányadosa.

Jellemzők:

- Méréshatár: 200 kg
- Osztás: 100 g < 150 kg > 200 g
- Funkciók: Automatikus/manuális kikapcsolás, TARA, HOLD, BMI, kg/lbs mértékegység váltás
- Szállítógörgők
- Kiegészítők: seca 447 hálózati adapter
 seca 220 magasságmérő



seca 711 mechanikus hitelesített állványos mérleg III

220 kg terhelhetőségével ez a mechanikus állványos mérleg szintén rendkívül jól használható a nagy testsúlyú betegek mérésére. Mivel a skálát mindkét oldalra rányomtatták, a beteg és a nővér is leolvashatja egyidejűleg az értéket. A mérleg minőségi kivitele – öntöttvas alap, acél állvány – nagy pontosságot és stabilitást biztosít. A mérlegre a seca 220 magasságmérő is rászerezhető.

Jellemzők:

- Méréshatár: 220 kg
- Osztás: 100 g
- Szállítógörgők
- Kiegészítők: seca 220 magasságmérő