

## Nőgyógyászati / urológiai vizsgáló asztal

### Műszaki jellemzők:

Porszórt vázszerkezet, 4db fékes keréssel felszerelve

### Részei:

Háttámla, mely gázrugóval a vízszintestől 70°-ig fokozat nélkül állítható

### Üléslap állítása:

-7° és +20° között távvezérelt motorral

### Trendelenburg döntése:

-12° és +7° között távvezérelt motorral

### Lábtartó állítása:

-90° és +25° között, gázdugattyúval

### Magasságállítás:

távvezérelt motorral 60-110 cm között

### Egyéb jellemzők:

- Mosható fertőtleníthető párnázott műbőr
- Terhelhetőség: 150 kg
- Fekvőfelület mérete: 1700 x 650 mm

**Tartozékok:** kihúzható rm. tálka, papírlepedő tartó, 2 oldali kartámasz

**Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: UV10

