

Parafango kezelőágy



- **Váza:** hegesztett rozsdamentes acél váz, szálcsiszolva
- **Fejtámlája:** a vízszintestől felfelé állítható kb. 30°-os szögben (arettáló mechanikával)
- **Fekvőfelülete:** 30 mm-es habzivacsot fertőtlenítőszer tűrő műbőrrel igényesen kárpitozunk (zöld, bézs)
- **Méretek:**
 - Hossza: 1950 mm
 - Szélessége: 800 mm
 - Magassága: 600 mm

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: FI22