

Univerzális vizsgálóágy



- **Rendeltetése:** belgyógyászati/nőgyógyászati vizsgálatokhoz
- **Mérete:** 2000x650x700 mm
- **Megjegyzés:** fejtámlája mechanikusan, háttámlája és az üléslap motorokkal állítható
- **Egyéb részegységek:** -kapaszkodók, lábtartók
-kihajtható tálca, felcsukható lépcső
-vezérlődoboz a motorok irányításához
- **Kivitel:** -fehér beégetett festéssel védett hegesztett acélváz
-igényes fertőtlenítőszer tűrő műbőrkarpitozás
- **Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: NV12

