

Rozsdamentes acél műszerkocsi

**4 db három oldalon leesésgátló peremmel ellátott polccal
(800x600x900 mm)**



Műszaki jellemzői:

- Ø75 mm átmérőjű önbeálló kerekek, melyek közül 2 db fékezhető kivitelű
- 20x20x2 mm-es rozsdamentes acélból hegesztett vázszerkezet
- 4 db rozsdamentes acél polc, 3 oldalon peremezett kialakítással
- felső polc magassága: 900 mm
- középső polcok magassága: 700 mm | 500 mm
- alsó polc magassága: 300 mm
- teljes terjedelmében mosható, fertőtleníthető kivitel
- mérete: 800x600x900 mm
- opció: rozsdamentes acélból készült tolórúd

Forgalomba hozatal: Gyártói nyilatkozattal

Rendelési szám: MK17