


seca 764 / 763 digitális súly- és magasságmérő „állomás” BMI számítással

Az állványos formatervezett mérleg két kijelzővel rendelkezik. A súly és magasság megmérését követően az értékek a kijelzőkön azonnal olvashatók. A mérleg elektronikája a mért értékből egy gombnyomásra a kijelzőn megjeleníti a páciens BMI indexét

Műszaki jellemzői:

- Méréshatár: 250kg
- Osztas: seca 764: 100g / seca 763: 50g
- A mérőfelület nagysága: 350 x 84 x 360mm
- Önsúlya: 20kg
- Áramellátás: hálózatról, tápegységgel
- Hitelesítési osztály:
 - seca 764  osztály, hitelesített kivitelű
 - seca 763 típusú mérleg nem hitelesített kivitelű
- Funkciók:
 - seca 764: TARA, HOLD, Auto-BMI
 - seca 763: TARA, HOLD, Auto-BMI, kg/lbs mértékegységváltással
- A könnyű helyváltoztatást kerekek segítik
- A mérlegre gyárilag szerelt magasságmérő jellemzői:
 - Mérési tartomány: 1100 – 2000mm
 - Osztas: 1mm
 - Mérete:(SZ x M x Mélység) 360 x 1320 x 686mm

