

## Iszapkezelő ágy



- **Váza:** - hegesztett rozsdamentes acél váz, szálcsiszolva
- **Fejtámlája:** a vízszintestől felfelé állítható kb. 30°-os szögben (arettáló mechanikával)
- **Fekvőfelülete:** 30 mm-es habszivacsot fertőtlenítőszer tűró műbőrrel igényesen kárpitozunk (zöld, bézs)
- **Méretek:**
  - Hossza: 1950 mm
  - Szélessége: 800 mm
  - Magassága: 600 mm

**Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: FI14



## Iszapszállító kocsi

- **Anyaga:** rozsdamentes acél
- **Kerekei:** két fékes, két nem fékes önbeálló kivitelű

Rendelési szám: MK22