

## Gyógyszerosztó kocsi

### Műszaki Jellemzői:

- Hegesztett rozsdamentes - vagy beégetett festéssel védett - acélváz
- Határoló falait fehér fertőtlenítőszer tőrő műanyag lemezek borítják
- Két oldalon 6db-os billenődobozos egységek helyezkednek el 5 sorban (összesen 2x30db doboz) A billenő dobozok kiszedhetők, moshatók és fertőtleníthetők
- A kocsi előlapján 90% kihúzható fiók kerül beépítésre
- Helyváltoztatását rozsdamentes acél tolórúd, 2 fékes, 2 nem fékes kerék könnyíti meg
- Pedálos hulladékgyűjtő tartozéka a kocsinak



**Méretei:** Hossza:..... 640 mm  
Szélessége:..... 400 mm  
Magassága:..... 800 mm kerekkel együtt

**Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

**Rendelési szám:** MK16

**Egyéb:**

84 fiókos kivitel, ugyanilyen paraméterekkel  
**Rendelési szám: MK84**