

Gyógyszerosztó kocsi

Műszaki Jellemzői:

- Hegesztett rozsdamentes - vagy beégetett festéssel védett - acélváz
- Határoló falait fehér fertőtlenítőszer tűrő műanyag lemezek borítják
- Két oldalon 6db-os billenődobozos egységek helyezkednek el 5 sorban (összesen 2x30db doboz) A billenő dobozok kiszedhetők, moshatók és fertőtleníthetők
- A kocsi előlapján 90% kihúzható fiók kerül beépítésre
- Helyváltoztatását rozsdamentes acél tolórúd, 2 fékes, 2 nem fékes kerék könnyíti meg
- Pedálos hulladékgyűjtő tartozéka a kocsinak



Méretei: Hossza:..... 640 mm
Szélessége:..... 400 mm
Magassága:..... 800 mm kerekkel együtt

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: **MK16**

Egyéb:

84 fiókos kivitel, ugyanilyen paraméterekkel
Rendelési szám: MK84