

seca 750 – Mechanikus személymérleg

- Robosztus, erős kivitelezés
- Nagy és könnyen olvasható számlap
- Alacsony profil, széles platform
- Precíz és strapabíró
- Mechanikus működés, állítható és beállítható alapérték

Technikai adatok:

- Terhelhetőség: 150kg
- Beosztás: 1kg
- Méretek: 317 x 117 x 477mm
- Platform: 290 x 70 x 290mm
- Önsúly: 3.5kg
- Opció: SECA421 hordtáska

