

Univerzális éjjeliszekrény



Anyaga: bükkhatású bútortlap műanyag éllezárókkal szegélyezve

Felépítése:

- tetőlap
- fiók
- nyitott polc
- tárolószekrény
- kinyitható étkező modul, mely a fekvőbeteg étkezését könnyíti meg
- görgős kivitel

Mérete:

- hossza: 510 mm
- szélessége: 425 mm
- magassága: 820 mm

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: KSZ11