

seca 201 / seca 203 – Ergonomikus testkörfogat mérő



seca 201



seca 203

- Kihúzható, végtelenített mérőszalag a pontos mérés érdekében
- WHR számoló a testzsír számításához (seca 203)
- Hosszú élettartamú fémből készült WHR skála

seca 201

A mérő szalag egy ergonomikusan kialakított műanyag házban helyezkedik el. Amikor a testrészt a mérőszalag körbeveszi, mechanikusan megszorul, így pontosan leolvasható a mért érték.

Technikai adatok:

- Méréshatár: 150 – 2050 mm
- Osztás: 1mm
- Átmérő: 70mm
- Magasság: 22mm
- Önsúly: 55g

seca 203

A mérőeszköz nem csak egy testkörfogat-mérő, hanem a hasi zsírtömeg mérése is alkalmas. A WHR (csípő-derék-arány) érték leolvasása a mérőeszköz erre a célra kialakított kis ablakán keresztül történik.

Technikai adatok:

- Méréshatár: 150 – 2050 mm
- Osztás: 1mm
- Átmérő: 70mm
- Magasság: 28mm
- Önsúly: 75g
- Funkció: WHR mérés