

## Rombusz kezelőágy standard

állítható fejtámlával, hidraulikus magasságállítással  
(2 részes kivitel)



### Műszaki jellemzői:

- Ø50 mm-es duplasoros kerekei fékezhető kivitelűek, melyek nagy stabilitást biztosítanak
- szinterézéssel védett, masszív hegesztett acélszerkezet
- fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel bevont igényesen kárpitozott két részes fekvőfelület, melynek színe választható
- habszivacs vastagság: 30 mm
- fejtámla közepén orrslicc kialakítással vagy anélkül
- fejtámla állítás: gázrugó segítségével  $\pm 35^\circ$  között a kívánt pozícióban történő rögzítéssel, fokozatmentesen
- magasságállítás: hidraulikus munkahenger révén, lábpedál segítségével 600-900 mm között
- fekvőfelület mérete: 1970x650 mm vagy 1970x700 mm
- terhelhetőség: 160 kg
- opció: *eltérő fekvőfelület méret/papírlapedő tartó*

**Forgalomba hozatal:** EU Megfelelőségi Nyilatkozattal

**Rendelési szám:** RO20