

## Medikai kocsi

### 9 fiókkal, pedálos hulladéktárolóval (rozsdamentes kivitel)



#### Műszaki jellemzői:

- 4 db Ø100 mm átmérőjű kerekek, melyek közül 2 db fékezhető
- rozsdamentes acél hegesztett vázszerkezet
- oldalai, hátfala ütésálló, fertőtleníthető műanyag
- formatervezett, lekerekített műanyag tető és fiók előlapok
- 3 oldalon peremezett műanyag tető
- 9 db teljesen kihúzható fiók
- egyik oldalon tolófogantyúval
- pedálos, kivehető 10 literes hulladéktároló
- könnyen tisztítható, fertőtleníthető
- mérete: 645x400x830 mm

**Forgalomba hozatal:** Gyártói nyilatkozattal

**Rendelési szám:** MK23