

Medikai kocsi

**3 fiókkal, 1 polccal, billenő fedeles hulladéktárolóval
(rozsdamentes kivitel)**



Műszaki jellemzői:

- 4 db Ø100 mm átmérőjű kerek, melyek közül 2 db fékezhető
- rozsdamentes acél hegesztett vázszerkezet
- oldalai, hátfala ütésálló, fertőtleníthető műanyag
- formatervezett, 3 oldalon peremezett műanyag tető és fiók előlapok
- nagy teherbírású, rozsdamentes acélból készült alsó polc leesés gátlóval
- 3 db teljesen kihúzható műanyag fiók, melyek belső magassága: 100 mm
- egyik oldalon rozsdamentes acél toló fogantyúval
- könnyen tisztítható, fertőtleníthető
- oldalára szerelt műanyag billenő fedeles hulladéktároló
- mérete: 645x400x900 mm

Forgalomba hozatal: Gyártói nyilatkozattal

Rendelési szám: MK21