

Hidraulikus magasságállítású betegszállító kocsi



Műszaki jellemzői:

- Hegesztett, fehér beégetett festéssel védett vázszerkezet
- Megbízható pedálműködtetésű fekvőfelület, magasságállítású hidraulikával 600-900 mm között
- Könnyű kormányozhatóság, gyors stabilizáció fékes kerekeinek segítségével (átm.: 200 mm)
- Oldalkorlátai kiszedhetők, magasságuk állítható

Fekvőfelülete:

- 30 mm habszivacsot igényes kárpitozással, fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel vonunk be
- Fejtámlája a vízszinttől felfelé több fokozatban állítható

Méretei:

- Hossza: 2000 mm
- Szélessége: 700 mm
- Magasságállítás: ~600-900 mm között

Forgalomba hozatal: **CE Megfelelőségi Nyilatkozattal**
Rendelési szám: **FK11**