

## Vizsgáló – és kezelőágy



- Váza: hegesztett szerkezeti acél váz, beégetett festéssel vagy hegesztett rozsdamentes acél váz, polírozva
- Fejtámlája: a vízszintestől felfelé állítható kb. 60°-os szögben (arretáló mechanikával vagy marokcsavaros rögzítéssel)
- Fekvőfelülete: 30 mm-es habszivacsot, fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel igényesen kárpitozunk (zöld, bézs)
- Méretek:
  - Fejtámla mérete: 450 x 650 mm
  - Fekvőfelület mérete: 1500 x 650 mm
  - Magassága: 600-900 mm között (igény szerint)

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: VA10 (festett), VA11 (rozsdamentes)