

Betegszállító kocsi hidraulikus magasságállítással



Műszaki jellemzői:

- Ø200 mm átmérőjű kerekek, melyből 2 db totálfékes/irányfékes/önbeálló, 2 db pedig önbeálló/totálfékes kivitelű
- szinterezéssel védett, masszív hegesztett acélszerkezet
- fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel bevont igényesen kárpitozott két részes fekvőfelület, melynek színe választható
- habszivacs vastagság: 30 mm
- fejtámla állítás: 0-45°-ban arretáló mechanika segítségével
- magasságállítás: hidraulikus munkahenger révén, lábpedál segítségével 600-900 mm között
- 2 db a kocsi fekvőfelülete mellé lecsúsztható oldalkorlát
- 1 db toló fogantyú a fejrésznél
- 4 db terelőgörgő
- két oldali infúziótartó
- fekvőfelület mérete: 1970x700 mm
- terhelhetőség: 160 kg
- opció: *infúziós állvány*

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: FK11