

## Fellépő zsámoly szinterezett acélvázzal (2 lépcsős kivitel)



### Műszaki jellemzői:

- kétlépcsős kivitel
- szinterezett, hegesztett masszív acélváz
- lépcsőfok csúszásmentes borítással
- lábakon csúszásgátló gumikkal
- nagy teherbírású
- mérete:
  - szélesség: 420 mm
  - hosszúság: 420 mm
  - magasság: 160+320 mm

**Forgalomba hozatal:** Gyártói nyilatkozattal

**Rendelési szám:** OR11