

Masszázságy (Lábkapcsolóval)



Kivitel:

- Gördíthető szinterezett vázszerkezet, 4 db fékezhető duplasoros kerékkel
- Elektromotoros magasságállítás, lábkapcsolóval: 60 – 90 cm között
- Mérete: 1970 x 700 mm
- Fejrésze ornyílással, lesüllyeszthető kartartóval ellátott
- Fejrésze felfele irányban 40°-ig, lefelé 80°-ig gázrugóval állítható

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: RO18