



**DIA-MED**

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket  
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.  
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293  
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740  
[www.dia-med.hu](http://www.dia-med.hu)  
E-mail: [dia-med@t-online.hu](mailto:dia-med@t-online.hu)

## seca 878 – Digitális hitelesített személymérleg



- Kicsi gyermek mérésére édesanyja ölében
- Állítható nagyságú talpak
- Alacsony önsúly és alacsony áramfelvétel a mobilitás érdekében
- 2db kijelző egység (páciens, nővér)
- Kényelmesen bekapcsolható lábbal is

### Technikai adatok:

- Méréshatár: 200kg
- Osztás: 100g < 150kg > 200g
- Méret: 288 x 60 x 280mm
- Önsúly: 4.1kg
- Áramellátás: elemről
- Funkciók: baba+mama mérés, HOLD, auto kikapcs.
- seca 217 magasságmérővel összeépíthető