

Nőgyógyászati vizsgálóágy



Műszaki jellemzői:

- Ø75 mm-es fékezhető kivitelű kerekek
- szinterezéssel védett, masszív hegesztett acélszerkezet
- varrásmentes, fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel bevont, könnyen tisztítható, igényesen kárpitozott három részes fekvőfelület, melynek színe választható: *bézs/fehér/türkiz/középkék/sötétkék*
- magasságállítás: ~230/24 V feszültségről működő aktuátor segítségével 600-900 mm között fokozatmentesen, kézivezérlővel
- háttámla állítása: ~230/24 V feszültségről működő aktuátor segítségével 0-60° között fokozatmentesen, kézivezérlővel
- üléslap állítása (Trendelenburg pozíció): ~230/24 V feszültségről működő aktuátor segítségével 0-8° között fokozatmentesen, kézivezérlővel
- lábrész állítás: gázdugattyú segítségével -90-0° között a kívánt pozícióban történő rögzítéssel
- rozsdamentes acél lábtartó kengyel/vagy csészés lábtartó állítása: arettáló karok segítségével mechanikusan (A magasság és a sugárirányú helyzet is állítható.)
- üléslap alól teljesen kihúzható és kivehető rozsdamentes váladéktálca
- terhelhetőség: 150 kg

- fekvőfelületek mérete:
 - háttámla: 800x650 mm
 - üléslap: 380x650 mm
 - lábrész: 450x650 mm
- opció: *magasságállítás lábkapcsolóval, papírlapedő tartó, fix kartámaszok*

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: NV20