

## Rombusz kezelőágy

osztott, állítható fejtámlával és fekvőfelülettel  
elektromos magasságállítással  
(5 részes kivitel)



### Műszaki jellemzői:

- Ø50 mm-es duplasoros kerekei fékezhető kivitelűek, melyek nagy stabilitást biztosítanak
- szinterezéssel védett, masszív hegesztett acélszerkezet
- fertőtlenítőszer-tűrő műbőrrel bevont igényesen kárpitozott öt részes fekvőfelület, melynek színe választható
- habszivacs vastagság: 30 mm
- fejtámla osztott kivitelű, középen orrsliccel
- kartámaszok pozíciója az arretáló karok segítségével süllyeszthető-emelhető
- fejtámla állítás: gázrugó segítségével  $\pm 35^\circ$  között a kívánt pozícióban történő rögzítéssel, fokozatmentesen
- fix medencerész
- láb rész állítás: arretáló mechanika segítségével fokozatonként  $0-30^\circ$  között
- magasságállítás:  $\sim 230/24$  V feszültségről működő aktuátor segítségével 600-900 mm között fokozatmentesen kézivezérlővel
- fekvőfelület mérete: 1970x650 mm vagy 1970x700 mm
- terhelhetőség: 160 kg
- opció: *lábkapcsoló/eltérő fekvőfelület méret/papírlapedő tartó*

**Forgalomba hozatal:** EU Megfelelőségi Nyilatkozattal

**Rendelési szám:** RO13