

seca 878

Digitális lapmérleg, két kijelzővel



Jellemzők:

- Hitelesített és újrathitelesíthető digitális lapmérleg
- 1-1 db nagy kijelző a páciens és doktor részére
- Beépített akkumulátorról működik
- Alacsony fogyasztás
- Gumiborítású taposólap
- Könnyen szállítható

Műszaki adatok:

- Méréshatár: 200 kg
- Pontosság: 100 g < 150 kg > 200 g
- Tápellátás: elemről
- Méretek: 321 x 61 x 362 mm
- Súly: 4,2 kg
- Funkciók: anya/gyermek funkció, HOLD, automatikus kikapcsolás
- Opció: seca 415 hordtáska, seca 217 magasságmérő + seca 437 csatlakozó adapter, seca 414 hordtáska (seca 878 és 217 részére)
- CE: 0109, 0123