

## seca 285

Vezeték nélküli testtömeg és -magasság mérőállomás 


- Rádióhullámok segítségével történő adatátvitel (seca 360° wireless)



- Frankfurti vonalzó a precíz fejtartásért
- Finom 50 grammos osztás és nagy, 300 kg-os terhelhetőség
- Automatikus BMI számítás
- Három soros multifunkciós érintőkijelző megjeleníti a testtömeget, magasságot és az automatikusan számolt BMI-t

### Technikai adatok

#### Mérleg:

- Terhelhetőség: 300 kg
- Osztás: 50 g < 150 kg > 100 g
- Méretek (SzxMxH): 440 x 2.400 x 470 mm
- Talp méretei (SzxMxH): 440 x 60 x 470 mm
- Mérleg tömege: 16 kg
- Áramellátás: tápegység, magasságmérő elemes
- Adatátvitel: seca 360° wireless technológia
- Funkciók: HOLD, auto-HOLD, auto-BMI, törlés, anya/gyermek, mérés tartomány állítás
- Kalibrációs osztály: 
- A rendszer kompatibilis: 360° vezeték nélküli fejlett nyomtató seca 466, 360° wireless nyomtató seca 465, seca analízis szoftver 105, USB vezeték nélküli adapter seca 456

#### Magasságmérő

- Méréstartomány: 30 – 220 cm
- Osztás: 1 mm
- Magasságmérő funkciók: HOLD, felhasználó által beállított kezdőpont, automata kikapcsolás