

Betegszállító kocsi hidraulikus magasságállítású



Műszaki jellemzői:

- Ø200 mm átmérőjű önbeálló kerekek, melyből 2 db totálfékes, 2 db pedig irányfékes
- szinterezéssel védett, masszív hegesztett acélszerkezet
- fertőtlenítőszer-tűrő, varrásmentes műbőrrel igényesen kárpitozott két részes fekvőfelület, melynek színe választható
- habszivacs vastagság: 30 mm
- magasságállítás: hidraulikus munkahenger révén, lábpedál segítségével 600-900 mm között
- fejtámla állítás: 0-45°-ban arretáló mechanika segítségével
- fekvőfelület mérete: 1970x700 mm
- 2 db a kocsi fekvőfelülete mellé lecsúsztható oldalkorlát
- 2 db toló fogantyú a kocsi két végén
- 2 db infúziótartó foglaló
- 4 db terelőgörgő
- terhelhetőség: 160 kg
- opció: *infúziótartó*

Forgalomba hozatal: EU Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: FK11