

## Mobil járásgyakorló korlát



### Műszaki jellemzői:

#### Mérete:

- Hossza: 3 m
- Szélessége: ~ 0,8 m
- Korlát magasság állítása:  
650 - 900 mm között, 50 mm osztással, marokcsavar rögzítéssel.
- Korlátok egymás közötti távolságának állítása oldalanként 200 - 200 mm

Vázszerkezet: fehér beégetett festésű,  
hegesztett acélszerkezet.

Járófelülete: fertőtlenítőszer tűrő,  
csúszásmentes sportpadló.

A fel- és lelépést lenyitható járófelületek könnyítik meg.

A könnyű helyváltoztatást 4 db fékezhető kerék segíti.

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi  
Nyilatkozattal

Rendelési szám: JK10

