

## Kórtermi ágy

### Műszaki kivitele:

Hegesztett beégetett festéssel védett acélszerkezet, melyre bükk dekorból készült ágyvégeket és oldalkorlátokat szereltek fel.

- Hossza: ~ 2000 mm
- Szélessége: ~ 950 mm
- Magassága: 400-800 mm között motorral állítható
- Háttámla dőlése, medencerész emelése szintén motorokkal lehetséges
- Lábszár emelését arretáló mechanikával állítjuk



Delta kapaszkodó minden típusú ágyhoz  
Rendelési szám: **KSZ25**

### Egyéb jellemzők:

- Lehúzható oldalkorlátok
- 4db fém önbeálló kerék
- Fekvőfelülete hegesztett, beégetett festéssel védett acélháló (erre helyezzük a matracot)

Rendelési szám: **KSZ22**

### Az ágyra az alábbi kivitelű matracokat helyezhetjük:

- Egészségügyi matrac inkontinencia huzattal  
Poliuretán habszivacs, egyrétegű (2000 x 900 x 150mm)

Terhelhetőség: **100 kg**      Rendelési szám: **KSZ24**

- Antidecubitus matrac szekcionált kivitelben  
Poliuretán habszivacs, az ágy osztásának méretében kialakítva, egységes inkontinencia huzattal

Terhelhetőség: **100 kg**      Rendelési szám: **KSZ23**

**Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal