

## Nürnbergi Rácsos Függesztő



### Rendeltetése:

A fájdalom nélküli gyógytorna ideális eszköze. Használatával lehetőség nyílik a páciens végtagjainak, vagy akár egész testének tehermentesített állapotú tornáztatására.

Az eszköz használatával lehetőség nyílik:

- tehermentesített helyzetű mobilizálásra,
- tehermentesített helyzetben ellenállással szemben végzett erőkifejtésre,
- tehermentesített helyzetben fájdalomküszöbíg végzett gyakorlatsorozatra.

Megfelelő függesztések alkalmazásával contracturák nyújtásához, valamint különböző tractios kezeléshez kiválóan használható. A gyógyászati eszköz segítségével a terhelés fokozatosan növelhető.

**Műszaki jellemzői:**

- masszív hegesztett, beégetett porfestéssel védett acélszerkezet
- rozsdamentes köracélból készült vízszintes osztások
- „mennyezeti” részén 225 db horganyzott acélkarika biztosítja a megfelelő beakasztási pontot
- mérete: 2000x2000x2000 mm
- terhelhetőség: 150 kg

**Tartozékok:*****Heveder készlet***

- mellény - 1 db
- combfüggesztő - 2 db
- felkar függesztő - 2 db
- kéz, láb függesztő - 4 db
- fejtámasz - 1 db
- boka - 2 db
- leszorító öv - 1 db
- homokzsák - 2 db

***Heveder készlet***

- 1,5 m-es kötél - 6 db
- 1,7 m-es kötél - 6 db
- 6,5 m-es kötél - 1 db
- 2,7 m-es kötél - 2 db
- 1,9 m-es kötél - 4 db

***Egyéb tartozékok***

- S kampó - 20 db
- Rozsdamentes csigák - 4 db
- Rozsdamentes karabinerek - 25 db

**Megjegyzés:**

A Nürnbergi Rácsos Függesztő alá elektromotoros magasságállítású ágyat kell elhelyezni. Amikor a Terapeuta a hevedereket a páciensen a kötelek segítségével rögzítette, egy nyomógomb megnyomásával lesüllyeszti az ágyat, így a mobilizálandó testrészt már tehermentesített helyzetben a hevederek tartják.

**Forgalomba hozatal:** CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

**Rendelési szám:** FI16