



**DIA-MED**

Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket  
Gyártó és Forgalmazó Kft.

2040 Budaörs Bor u. 76.  
Telefon / Fax: 06 (23) 441-293  
Rádiótel.: 06 (20) 9349-740  
[www.dia-med.hu](http://www.dia-med.hu)  
E-mail: [dia-med@t-online.hu](mailto:dia-med@t-online.hu)

## Sebészeti vizsgálóasztal



### Műszaki jellemzői:

- Elektromos magasságállítás 60-100 cm között
- Beégetett festésű vázszerkezet
- Kétrészes fekvőfelület
- Trendellenburg állítás elektromotorral ( gombnyomás)
- Háttámla állítás gázrugó segítségével
- 4 db fékes kerék gondoskodik a könnyű helyváltoztatásról (antisztatikus kivétel)
- Vezérlő motorai: ~ 230V/24V-os kivitelűek
- Fekvőfelülete mosható, fertőtleníthetők, mérete: 180x65 cm
- Terhelhetősége: 130 kg
- Vezérlés gombnyomással

Forgalomba hozatal: CE Megfelelőségi Nyilatkozattal

Rendelési szám: SEB 2